

**PALA®**

- DE Formenkarte
- GB Mould chart
- FR Cartes des Formes
- IT Tabella forme
- ES Carta de Formas
- PT Carta Molde
- NL Vormenkaart
- SE Formkort
- DK Formkort
- FI Muotto korti
- NO Formkort
- EE Vormikaart
- LV Formas karte
- LT Formos kortelė
- PL Karta kształtu
- CZ Karta tvaru
- SK Tvarová karta
- HR Kartica oblika
- SI Kartica oblike
- BG плесен диаграма
- RU Карточка формы



## Pala Mix & Match

Pala Premium/Pala Mondial/  
Pala Idealis/PalaVeneer

Giving a hand to oral health.



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

## Premium 6 / PalaVeneer 6 \*

Frontzähne / Anteriors / Antérieures / Anteriori / Anteriores / Anteriores / Tandem / Framtänder / For tænder /  
 Etuhampaat / Fortennene / Eesmised hambad / Priekšējie zobi / Priekiniai dantys / Zęby przednie /  
 Přední zuby / Predné zuby / Prednji zubi / Sprednji zobje / предни / Передние зубы





**PalaVeneer only**



**DE:** \* = je nach Land auch als Verblendschalen PalaVeneer erhältlich, bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Kulzer Ansprechpartner.

\*\* = Vollzähne auch mit diesen Schalen kombinierbar, entsprechen jedoch nicht 1 zu 1 den Vollzahnformen.

**GB:** \* = Depending on the country, also available as PalaVeneer veneer shells – please contact your local Kulzer partner.

\*\* = Full teeth can also be combined with these shells, but they do not correspond 1:1 with the full tooth shapes.

**FR:** \* = selon le pays, disponible également sous forme de facettes PalaVeneer, veuillez contacter votre interlocuteur Kulzer local.

\*\* = les dents pleines peuvent également être combinées avec ces facettes, elles ne correspondent cependant pas exactement aux formes de dent pleine.

**IT:** \* = a seconda del paese disponibili anche come faccette PalaVeneer; contattare l'agente di zona Kulzer.

\*\* = denti interi combinabili anche con queste faccette, non corrispondono però 1 a 1 alla forma del dente intero.

**ES:** \* = dependiendo del país, también está disponible como carillas PalaVeneer; consulte a su representante local de Kulzer.

\*\* = Los dientes completos también pueden combinarse con estas carillas, aunque no coinciden exactamente con sus formas.

**PT:** \* = Conforme o país, também disponíveis como facetes dentais folheadas PalaVeneer, favor contactar seu representante local da Kulzer.

\*\* = Dentes inteiros também podem ser combinados com estas facetes, porém não correspondem totalmente às formas de dentes inteiros.

**NL:** \* = Landafhankelijk ook verkrijgbaar als PalaVeneer veneers – neem hier toe contact op met uw lokale Kulzer organisatie.

\*\* = Volledige elementen kunnen ook met deze veneers worden gecombineerd, zij corresponderen echter niet 1:1 met de vorm van de volledige elementen.

**SE:** \* = Beroende på land kan de också fås som PalaVeneer-furneringsskal – kontakta din lokala Kulzer-partner.

\*\* = Även helgjutna tänder kan kombineras med dessa skal, men de motsvarar inte 1:1 de fullständiga tandformerna.

**DK:** \* = Afhængigt af landet kan de også fås som PalaVeneer-finérskaller – kontakt venligst din lokale Kulzer-partner.

\*\* = Fuldtænder kan også kombineres med disse skaller, men de svarer ikke 1:1 til de fulde tandformer.

**FI:** \* = Maasta riippuen saatavana myös PalaVeneer-viilukuorina – ota yhteyttä omaan viilukuoripalveluumme paikalliseen Kulzer-kumppaniin.

\*\* = Näihin kuoriin voidaan yhdistää myös kokohampaat, mutta ne eivät vastaa 1:1 kokohampaan muotoja.

**NO:** \* = Avhengig av land, også tilgjengelig som PalaVeneer finérskjell – kontakt din lokale Kulzer-partner

\*\* = Fulle tenner kan også kombineres med disse skallene, men de samsvarer ikke 1:1 med de fulle tannformene.

**EE:** \* = Sõltuvalt riigist saadaval ka PalaVeneer spoonikooriguna – palun võtke ühendust oma kohaliku Kulzer partneriga.

\*\* = Nendega saab kombineerida ka täishambaid, kuid need ei vasta 1:1 täishammaste kujule.

**LV:** \* = Atkarībā no valsts ir pieejami arī kā PalaVeneer finiera čaulas – lūdzu, sazinieties ar savu pārstāvi. vietējo Kulzer partneri.

\*\* = Ar šīm čaulām var kombinēt arī pilnus zobus, taču tās neatbilst 1:1 pilno zobu formām.

**LT:** \* = Priklausomai nuo šalies, taip pat galima įsigyti "PalaVeneer" faneros korpusų – kreipkitės į savo vietinį "Kulzer" partnerių.

\*\* = Su šiomis kriauklėmis taip pat galima derinti pilnus dantis, tačiau jos neatitinka 1:1 pilnų dantų formų.

**PL:** \* = W zależności od kraju, dostępne również jako powłoki formiowe PalaVeneer – prosimy o kontakt z lokalnym partnerem Kulzer.

\*\* = Można z nimi łączyć również zęby pełne, ale nie odpowiadają one 1:1 kształtom zębów pełnych.

**CZ:** \* = V závislosti na zemi jsou k dispozici také jako dýchové skořepiny PalaVeneer – kontaktujte prosím svého zástupce místního partnera Kulzer.

\*\* = Plně zuby lze také kombinovat s těmito skořepinami, ale neodpovídají tvarům plných zubů v poměru 1:1.

**SK:** \* = V závislosti od krajiny sú k dispozícii aj ako dýchové škrupiny PalaVeneer – kontaktujte prosím svojho miestneho partnera Kulzer.

\*\* = Plné zuby sa dajú kombinovať aj s týmito škrupinami, ale nezodpovedajú 1:1 tvarom plných zubov.

**HR:** \* = Ovisno o zemlji, dostupno i kao ljuske od furnira PalaVeneer – obratite se svom lokalni Kulzer partner.

\*\* = Puni se zubi također mogu kombinirati s ovim ljuskama, ali ne odgovaraju 1:1 punim oblicima zuba.

**SI:** \* = Odvisno od države so na voljo tudi kot lupine iz furnirja PalaVeneer – obrnite se na svoj lokalnim partnerjem Kulzer.

\*\* = S temi lupinami se lahko kombinirajo tudi polni zobje, vendar ne ustrezajo oblikam polnih zob v razmerju 1:1.

**BG:** \* = В зависимост от страната се предлагат и като фурнирни черупки PalaVeneer – моля, свържете се с вашия местния партньор на Kulzer.

\*\* = Пълните зъби също могат да се комбинират с тези черупки, но те не съответстват 1:1 на формите на пълните зъби.

**RU:** \* = В зависимости от страны, также доступны в виде шпоновых раковин PalaVeneer – пожалуйста, свяжитесь с вашим местным партнером компании Kulzer.

\*\* = Полные зубы также могут быть объединены с этими оболочками, но они не соответствуют 1:1 формам полных зубов.

## Mondial 6

Frontzähne / Anteriors / Antérieures / Anteriori / Anteriores / Anteriores / Tandem / Framtänder / For tænder /  
 Etuhampaat / Fortennene / Eesmised hambad / Priekšējie zobi / Priekiniai dantys / Zęby przednie /  
 Přední zuby / Predné zuby / Prednji zubi / Sprednji zobje / передни / Передние зубы



L  
315



L  
331



L  
341



L  
362  
E



L  
369



L  
373



L  
378



L  
382



L  
384  
E













L  
398















**Pala Mix & Match**



# Pala Mix & Match

|   | Mondial 6   | Mondial 6   | PalaVeneer 8  | Premium 8   | Mondial 8   | Idealis 8   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  |  |  |  |  |  |
|    | O444<br>O457<br>O510<br>O525  | L341, L373, L369<br>L369, L362<br>L384, L398<br>L398                              | 33<br>35<br>37<br>37  | S/SL<br>S/SL + M/ML<br>L/LL<br>L/LL   | 33<br>35<br>37<br>37  | 33<br>35<br>37<br>37  |
|    | R410<br>R420<br>R449<br>R455<br>R483  | L331, L341<br>L331, L341<br>L362, L369, L373<br>L362, L369<br>L378, L382          | –<br>33<br>33, 35<br>33, 35<br>35, 37   | XS/XSL<br>XS/XSL + S/SL<br>M/ML<br>M/ML<br>M/ML + L/LL                              | 29, 31<br>31, 33<br>33, 35<br>33, 35<br>35, 37                                      | 31<br>31, 33<br>33, 35<br>33, 35<br>35, 37  |
|   | S443<br>S445<br>S453  | L373, L369<br>L341, L369<br>L373, L362  | 33<br>33<br>33  | S/SL<br>S/SL<br>S/SL  | 33<br>33<br>33  | 33<br>33<br>33  |
|  | T405<br>T442<br>T450<br>T465<br>T477<br>T515                                      | L315<br>L331, L341, L362<br>L341, L369<br>L362, L378<br>L382, L378<br>L384        | –<br>33<br>33<br>35<br>35<br>35, 37   | –<br>XS/XSL + S/SL<br>S/SL<br>M/ML<br>M/ML<br>L/LL                                  | 29<br>31, 33<br>33<br>35<br>35<br>35, 37  | –<br>31, 33<br>33<br>35<br>35<br>35, 37   |

|   | PalaVeneer 6  | Premium 6   | PalaVeneer 6  | Premium 6   | PalaVeneer 8  | Premium 8   | Mondial 8   | Idealis 8   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O2<br>O4<br>O6  | O2<br>O4<br>O6  | L36<br>L36, L38<br>L38, L40   | L12, L14<br>L16, L18, L19<br>L20, L22, L19  | 33<br>35<br>37  | XS/XSL + S/SL<br>S/SL + M/ML<br>L/LL  | 31, 33<br>35<br>37  | 31, 33<br>35<br>37  |
|  | R4<br>R6<br>R8  | R2<br>R4<br>R6<br>R8  | L36, L38<br>L38, L40<br>L40   | L12<br>L14, L16<br>L18, L19<br>L24, L22   | 33, 35<br>35, 37<br>37  | XS/XSL + S/SL<br>S/SL + M/ML<br>M/ML + L/LL<br>L/LL                                 | 31, 33<br>33, 35<br>35, 37<br>37  | 31, 33<br>33, 35<br>35, 37<br>37  |
|  | S4<br>S6<br>S8  | S2<br>S4<br>S6<br>S8  | L36, L38<br>L38, L40<br>L40   | L14, L16<br>L18, L19<br>L20, L22<br>L24, L22  | 33, 35<br>37<br>37  | XS/XSL + S/SL<br>M/ML<br>L/LL<br>L/LL   | 31, 33<br>33, 35<br>37<br>37  | 31, 33<br>33, 35<br>37<br>37  |
|  |   | T2<br>T4<br>T6  | L36<br>L36<br>L38   | L14<br>L16, L19<br>L18, L19   | 33<br>33, 35<br>35  | XS/XSL + S/SL<br>S/SL + M/ML<br>L/LL  | 31, 33<br>33, 35<br>35  | 31, 33<br>33, 35<br>35  |



## Pala Mix & Match

**Pala Mix & Match** Farbschlüssel/Shade Guide/Guide d'ombrage/Guida all'ombra/Guía de colores/  
Guia de sombras/Schaduw gids/Färgguide/Vejledning om skygge/Sävyopas/Skygge guide/Varjutusjuhend/  
Nokrāsu ceļvedis/Šešēlių gidas/Przewodnik po odcieniach/Průvodce stínem/Průvodce stínem/Vodič sjenila/  
Vodnik po odtenkih/Ръководство за сянката/руководство по оттенкам

DE: Mix & Match Zähne sind in 18 Farben (A1–D4/BL2–BL3) erhältlich.

GB: Mix & Match teeth are available in 18 shades (A1–D4/BL2–BL3).

FR: Les dents Mix & Match sont disponibles en 18 teintes (A1–D4/BL2–BL3).

IT: I denti Mix & Match sono disponibili in 18 colori (A1–D4/BL2–BL3).

ES: Los dientes Mix & Match están disponibles en 18 colores (A1–D4/BL2–BL3).

PT: Os dentes Mix & Match estão disponíveis em 18 cores (A1–D4/BL2–BL3).

NL: Mix & Match tanden zijn beschikbaar in 18 kleuren (A1–D4/BL2–BL3).

SE: Mix & Match-tänderna finns i 18 färger (A1–D4/BL2–BL3).

DK: Mix & Match-tænder fås i 18 farver (A1–D4/BL2–BL3).

FI: Mix & Match-hampaita on saatavana 18 värissä (A1–D4/BL2–BL3).

NO: Mix & Match tenner er tilgjengelig i 18 nyanser (A1–D4/BL2–BL3).

EE: Mix & Match hambad on saadaval 18 värvitoonis (A1–D4/BL2–BL3).

LV: Mix & Match zobi ir pieejami 18 krāsās (A1–D4/BL2–BL3).

LT: "Mix & Match" dantys yra 18 spalvų (A1–D4/BL2–BL3).

PL: Zęby Mix & Match dostępne są w 18 kolorach (A1–D4/BL2–BL3).

CZ: Zuby Mix & Match jsou k dispozici v 18 barvách (A1–D4/BL2–BL3).

SK: Zuby Mix & Match sú k dispozícii v 18 farbách (A1–D4/BL2–BL3).

HR: Mix & Match zubi dostupni su u 18 nijansi (A1–D4/BL2–BL3).

SI: Zobje Mix & Match so na voljo v 18 barvah (A1–D4/BL2–BL3).



BG: Зъбите Mix & Match се предлагат в 18 цвята (A1–D4/BL2–BL3).

RU: Зубы Mix & Match доступны в 18 цветах (A1–D4/BL2–BL3).






**Idealis 8 / PalaVeneer 8** Seitenzähne / Posteriors / Postérieures / Posteriori / Posteriores / Posteriores / Kiezen /  
 Bakre tänder / Bageste tænder / Takimmaiset hampaat / Bakre tenner / Tagumised hambad / Aizmugurējie zobi /  
 Užpakaliniai dantys / Zęby tylne / Zadní zuby / Zadné zuby / Stražnji zubi / Zadnji zobje / постериори / Задние зубы



**Premium 8** Seitenzähne / Posteriors / Postérieures / Posteriori / Posteriores / Posteriores / Kiezen / Bakre tänder / Bageste tænder / Takimmaisest hampaat / Bakre tenner / Tagumised hambad / Aizmugurējie zobi / Užpakaliniai dantys / Zęby tylne / Zadní zuby / Zadné zuby / Stražnji zubi / Zadnji zobje / постериори / Задние зубы



**Mondial 8** Seitenzähne / Posteriors / Postérieures / Posteriori / Posteriores / Posteriores / Kiezen / Bakre tänder / Bageste tænder / Takimmaisest hampaat / Bakre tenner / Tagumised hambad / Aizmugurējie zobi / Užpakaliniai dantys / Zęby tylne / Zadní zuby / Zadné zuby / Stražnji zubi / Zadnji zobje / постериори / Задние зубы



# Pala Mix & Match



Diese Formenkarte erfüllt EN ISO 22112:2017. /  
This mould chart complies with EN ISO  
22112:2017. / Cette carte forme remplit EN ISO  
22112:2017. / Questa tabella forme soddisfa  
EN ISO 22112:2017. / Esta carta de formas es  
conforme con la EN ISO 22112:2017. / Esta  
carta molde está em conformidade com EN ISO  
22112:2017. / Deze vormenkaart voldoet aan  
EN ISO 22112:2017. / Detta formkort uppfyller  
EN ISO 22112:2017. / Dette formkort oppfyller  
EN ISO 22112:2017. / Tämä muotokortti täyttää  
EN ISO 22112:2017. / Dette formkortet oppfyller  
EN ISO 22112:2017. / See vormikaart vastab  
standardile EN ISO 22112:2017. / Ši formas  
karte atbilst EN ISO 22112:2017. / Ši formos  
korta išpildo EN ISO 22112:2017. / Ta karta  
kształtu spełnia EN ISO 22112:2017. / Tato karta  
tvaru splňuje EN ISO 22112:2017. / Táto tvarová  
karta spĺňa EN ISO 22112:2017. / Ova kartica  
oblika ispunjava EN ISO 22112:2017. / Ta oblika  
kartice izpolnjuje EN ISO 22112:2017. / Тази  
диаграма на формата е в съответствие  
с EN ISO 22112:2017. / Эта карта формы  
выполняет EN ISO 22112:2017.



#### **Manufacturer**

Kulzer GmbH  
Leipziger Straße 2  
63450 Hanau  
Germany

#### **Contact in Germany**

Kulzer GmbH  
Leipziger Straße 2  
63450 Hanau  
Germany  
info.lab@kulzer-dental.com

[kulzer.com](https://www.kulzer.com)